

# CO<sub>2</sub> D.M. LAPAROSCOPIA

SCHEDA TECNICA PRODOTTO N. CO2.002 - REV.0

## INFORMAZIONI GENERALI

### Descrizione e Applicazioni

Anidride Carbonica marcata CE Dispositivo Medico (Dir. 93/42/CEE), fornibile in bombole e pacchi bombole di varia capacità, per le seguenti applicazioni:

- LAPAROSCOPIA, con finalità diagnostiche e chirurgiche
- COLONSCOPIA VIRTUALE, con finalità diagnostiche

Prodotto Medico conforme a Farmacopea Europea (Rif. 01/2008:0375).

Analisi Carica Batterica a campione, in conformità alla Farmacopea Europea per le *Forme Farmaceutiche Non Sterili* (Rif. Tab. 5.1.4-1):

- CMAT: 10<sup>2</sup>
- CFLT: 10<sup>1</sup>
- Assenza Staphylococcus Aureus (1 g/ml)
- Assenza Pseudomonas Aeruginosa (1 g/ml)

### Caratteristiche

Incolore, odore pungente

### Classe di Trasporto e di Rischio

ONU 1013

ADR Classe 2, Codice 2A

## RIFERIMENTI DISPOSITIVO MEDICO

Marcatura CE: Classe IIa

CND: Z12029085

RDM: 588286


## EQUIPAGGIAMENTO BOMBOLE/PACCHI

Raccordo Valvola: UNI 11144 n. 10 - W 21,7 x 2" ISO 5145 - maschio (Tipo CO2 Medica).

Colore Ogiva: Grigio (RAL 7037).

Colore Cappello: Grigio

Custodie protettive monouso su BB 5 Litri.



## PRODUZIONE

Air Liquide Sanità Service spa,  
via Calabria, 31 - 20148 Milano (Italia)

## PROPRIETÀ FISICHE

Peso Molecolare: 44,01 g/mol

Peso Specifico a S.T.P.: 1,52 (Aria=1)

N° CAS: 124-38-9

## INFORMAZIONI PER L'UTILIZZO

Vedere Scheda di Sicurezza: ALS.018A

## PITTOGRAMMI



TIPO	TIPOLO	IMPUREZZE (≤ PPM-V/V)				TAGLIA (LITRI)	PRESSIONE (bar)	CONTENUTO (kg)	SCADENZA (MESI)	CODICE PRODOTTO
		H <sub>2</sub> O	CO	NO+NO <sub>2</sub>	ZOLFO					
D.M. LAPAROSCOPIA	99,5%	67	5	2	1	5	49,5	3,75	60	M5110S05R0A001
	99,5%	67	5	2	1	14	49,5	10,5	60	M5110M14R0A001
	99,5%	67	5	2	1	40	49,5	30	60	M5110L40R0A001
	99,5%	67	5	2	1	12x40	49,5	360	60	M5110V12Z0A001

Altre taglie fornibili a richiesta.

STP N. CO2.002 - REV.0

Air Liquide Sanità Service S.p.A. - Società con socio unico

Sede legale: Via Calabria, 31 - 20158 Milano - Sede operativa: Centro Direzionale Milanofiori Nord - Edificio U7

Via del Bosco Rinnovato, 6 - 20090 Assago (MI) - Tel. 02.40211 Sel. Pass. - Telefax 02.4021806

Capitale Sociale € 40.000.000 i.v. - Reg. Imp. di Milano e C. F. 01738810975 e P.I. 12906300152

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Air Liquide Santé International S.A.

[www.airliquidesanita.it](http://www.airliquidesanita.it)