

CO2D.M. COLTURE CELLULARI

SCHEDA TECNICA PRODOTTO N. CO2.001 – REV.0

INFORMAZIONI GENERALI

Descrizione e Applicazioni

Anidride Carbonica marcata CE Dispositivo Medico (Dir. 93/42/CEE), fornibile in bombole e pacchi bombole di varia capacità, per le seguenti applicazioni:

- COLTURE CELLULARI, con finalità terapeutiche, diagnostiche e test funzionali

Prodotto Medicale conforme a Farmacopea Europea (Rif. 01/2008:0375).

Analisi Carica Batterica a campione, in conformità alla Farmacopea Europea per le *Forme Farmaceutiche Non Sterili* (Rif. Tab. 5.1.4-1):

- CMAT:102
- CFLT:101
- Assenza *Staphylococcus Aureus* (1g/ml)
- Assenza *Pseudomonas Aeruginosa* (1g/ml)

Caratteristiche

Incolore, odore pungente

Classe di Trasporto e di Rischio


ONU 1013
ADR Classe 2, Codice 2A

RIFERIMENTI DISPOSITIVO MEDICO

Marcatura CE: Classe I
CND: V9099 RDM: 587487

EQUIPAGGIAMENTO BOMBOLE/PACCHI

Raccordo Valvola: UNI 11144 n. 10 - W 21,7 x 2" ISO 5145 – maschio (Tipo CO2 Medica).
Colore Ogiva: Grigio (RAL 7037).
Colore Cappellotto: Nero



PRODUZIONE

Air Liquide Sanità Service spa,
via Calabria, 31 – 20148 Milano (Italia)

PROPRIETÀ FISICHE

Peso Molecolare: 44,01 g/mol
Peso Specifico a S.T.P.: 1,52 (Aria=1)
N° CAS: 124-38-9

INFORMAZIONI PER L'UTILIZZO

Vedere Scheda di Sicurezza: ALS.018A

PITTOGRAMMI



TIPO	TITOLO	IMPUREZZE (≤ PPM -V/ V)				TAGLIA (LITRI)	PRESSIONE (bar)	CONTENUTO (kg)	SCADENZA (MESI)	CODICE PRODOTTO
		H2O	CO	NO+NO2	ZOLFO					
D.M. COLTURE CELLULARI	99,5%	67	5	2	1	5	49,5	3,75	60	M5120S05R0A001
	99,5%	67	5	2	1	14	49,5	10,5	60	M5120M14R0A001
	99,5%	67	5	2	1	40	49,5	30	60	M5120L40R0A001
	99,5%	67	5	2	1	12x40	49,5	360	60	M5120V12Z0A001

Altre taglie fornibili a richiesta.

STPN. CO2.001 – REV.0

Air Liquide Sanità Service S.p.A. – Società con socio unico

Sede legale: Via Bisceglie, 66 - 20147 Milano – Sede operativa: Centro Direzionale Milanofiori Nord - Edificio U7 Via del Bosco Rinnovato, 6 - 20090 Assago (MI) – Tel. 02.40211 Sel. Pass. - Telefax 02.4021806 Capitale Sociale € 40.000.000 i.v. – Reg. Imp. di Milano e C. F. 01738810975 e P.I. 12906300152 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Air Liquide Santé International S.A.

<https://it.healthcare.airliquide.com/>